

QUANTITATIVE DETERMINATION OF PLASMA PROTEINS

IVD

Store at 2-8°C

PRODUCT CHARACTERISTICS

The **PROT CAL REACTIVA SEARCH** is a liquid serum from human origin containing protein concentrations suitable to calibrate determinations of the constituents listed below by immunoturbidimetry method.

REAGENTS

PROT-CAL REACTIVA SEARCH	Calibrator. Human serum. Sodium azide 0.95 g/L. Concentrations of the constituents are stated on the list below.
---------------------------------	--

PRECAUTIONS

Components from human origin have been tested and found negative for the presence of HBsAg, HCV and antibody to HIV (1/2). However, handle cautiously as potentially infectious.

CALIBRATION

The concentration values of the Calibrator are traceable to Standard Reference Material ERM-DA470k/IFCC (all constituents except antithrombin III).

STORAGE AND STABILITY

The calibrator is stable until the expiration date on the label when stored tightly closed at 2-8°C and contaminations are prevented during their use. Do not use reagents over the expiration date.
Opened vials, stable for 30 days at 2-8°C.

PROCEDURE

To be used in immunoturbidimetric assays.

PACKAGING

CON 1 x 2 ml

DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE PROTEÍNAS PLASMÁTICAS

IVD

Conservar a 2 - 8°C

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

El **PROT CAL REACTIVA SEARCH** es un suero líquido de origen humano que contiene concentraciones de proteínas adecuadas para la calibración de determinaciones de proteínas plasmáticas mediante métodos inmunoturbidimétricos.

REACTIVOS

PROT-CAL REACTIVA SEARCH	Calibrador. Suero humano. Azida sódica 0,95 g/L. La concentración de los componentes viene indicada en la lista de la parte inferior de la hoja.
---------------------------------	--

PRECAUCIONES

Todos los componentes de origen humano han resultado ser negativos para el antígeno HBs, HCV y para el anti-HIV (1/2). Sin embargo, deben tratarse con precaución como potencialmente infecciosos.

CALIBRACIÓN

Los valores de concentración del calibrador son trazables al Standard Reference Material ERM-DA470k/IFCC (todos los constituyentes excepto la antitrombina III).

CONSERVACIÓN Y ESTABILIDAD

El calibrador es estable hasta la fecha de caducidad indicada en el envase cuando se mantiene el vial bien cerrado a 2-8°C, y se evita la contaminación durante su uso. No utilizar reactivos que hayan sobrepasado la fecha de caducidad.
Una vez abierto, el vial es estable 30 días a 2-8°C.

PROCEDIMIENTO

Se utiliza en ensayos inmunoturbidimétricos.

PRESENTACIÓN

CON 1 x 2 ml

PROTEINS /PROTEÍNAS	METHOD / MÉTODO	CONCENTRATION / CONCENTRACIÓN (mg/dL)
A ₁ -antitrypsin / α ₁ -antitripsina	Immunoturbidimetry / Inmunoturbidimetria	307
A ₁ -ac. glycoprotein / α ₁ -glicoproteína ácida		222
Antithrombin III / Antitrombina III		71.0
C3		402
C4		72.0
Ceruloplasmin /Ceruloplasmina		95.0
Haptoglobin / Haptoglobina		308
IgA		555
IgG		3034
IgM		259
Prealbumin / Prealbúmina		83.0
Transferrin / Transferrina		800

LOT RS2-0042507

PRESENTACIÓN:

1x2 ml CODIGO: RS29049