

	Analito	Método	Valor	Intervalo	Unid.
LÍPIDOS	Colesterol	CHOD-POD	175	149 – 201	mg/dL
		Enzimático colorimétrico	4,44	3,78 – 5,10	mmol/L
	HDL	DIRECTO	61,4	46,1 – 76,8	mg/dL
	Colesterol	Enzimático colorimétrico	1,59	1,19 – 1,98	mmol/L
		DIRECTO	110	88,0 – 132	mg/dL
	LDL Colesterol	Enzimático colorimétrico	2,84	2,27 – 3,41	mmol/L
		CHOD-POD	224	179 – 269	mg/dL
	Fosfolípidos	Enzimático colorimétrico	2,89	2,31 – 3,47	mmol/L
		TBA	6,29	5,03 – 7,55	μmol/L
	Triglicéridos	GPO-POD	226	190 – 262	mg/dL
		Enzimático colorimétrico	2,54	2,14 – 2,94	mmol/L
	Lípidos Totales	SULFO-FOSFO VAINILLINA Colorimétrico	713	570 - 856	mg/dL

ELECTROLITOS	Calcio (Ca)	o-CRESOLFTALEÍNA Colorimétrico	6,70	5,87 – 7,53	mEq/L
			3,35	2,94 – 3,76	mmol/L
			13,4	11,7 – 15,1	mg/dL
		ARSENAZO III Colorimétrico	6,75	5,92 – 7,58	mEq/L
			3,38	2,96 – 3,79	mmol/L
			13,5	11,8 – 15,2	mg/dL
	Cloruros (Cl)	Tiocianato-Hg Colorimétrico	110	100 – 120	mmol/L
			3,90	3,55 – 4,25	mg/dL
	Cobre (Cu)	COLOR 3,5-DiBr-PAESA	228	191 – 265	μg/dL
			35,8	30,0 – 41,6	μmol/L
	Hierro (Fe)	FERROZINE Colorimétrico	245	203 – 287	μg/dL
			43,7	36,2 – 51,3	μmol/L
	TIBC	Saturación-Precipitación	695	528 – 862	μg/dL
			125	94,6 – 155	μmol/L
	Litio (Li)	Colorimétrico	1,75	1,54 – 1,96	mmol/L
			1,21	1,07 – 1,36	mg/dL
	Magnesio (Mg)	CALMAGITA-EGTA Colorimétrico	3,14	2,76 – 3,52	mg/dL
			1,29	1,14 – 1,45	mmol/L
		AZUL DE XILIDIL Colorimétrico	3,39	2,98 – 3,80	mg/dL
	Potasio (K)	TPB-Na	7,37	5,90 – 8,84	mmol/L
			28,9	23,1 – 34,6	mg/dL
		UV	6,47	5,18 – 7,76	mmol/L
	Sodio (Na)	Mg-URANILACETATO	132	106 – 158	mmol/L
			304	243 – 364	mg/dL
		Enzimático colorimétrico	144	115 – 173	mmol/L
			331	265 – 398	mg/dL

	Analito	Método	Valor	Intervalo	Unid.
ELECTR.	Fósforo Inorgánico (P)	FOSFOMOLIBDATO	7,96	6,70 – 9,22	mg/dL
			2,58	2,17 – 2,98	mmol/L
		FOSFOMOLIBDATO Colorimétrico	8,96	7,54 – 10,4	mg/dL
			2,90	2,44 – 3,36	mmol/L
PROT.	Zinc (Zn)	Color 5-Br PAPS	373	313 - 433	μg/dL
	Proteínas Totales	BIURET Colorimétrico	7,56	6,63 – 8,49	g/dL
			75,6	66,3 – 84,9	g/L
	Albumina	VERDE BROMOCRESOL Colorimétrico	5,18	4,26 – 6,10	g/dL
			51,8	42,6 – 61,0	g/L

	Analito	Método	Tª	Valor	Intervalo	Unid.
ENZIMAS	Amilasa	CNPG3 Cinético	37°C	209	172 - 246	U/L
	CK NAC	NAC. UV Cinético	37°C	252	207 - 297	U/L
	CK MB	INMUNOINHIBICIÓN Cinético	37°C	81,8	67,2 -96,4	U/L
	CHE Colinesterasa	BUTIRILTIOCOLINA Cinético	37°C	9287	7628 - 10946	U/L
	ACE	FAP	37°C	47,0	32,9 - 61,1	U/L
	ACP (4,5,6) Fosfatasa Ácida	a-NAFTIL FOSFATO Cinético	37°C	47,1	32,0 – 62,2	U/L
	ACP-nP	a-NAFTIL FOSFATO Cinético	37°C	29,2	19,9 – 38,5	U/L
	Aldolasa	GDH – UV	37°C	20,0	15,0 – 25,0	U/L
	ALP Fosfatasa Alcalina	pNPP. AMP (IFCC rec.) Cinético	37°C	227	186 - 268	U/L
		pNPP. DGKC Cinético	37°C	433	355 - 511	U/L
	γ -GT	SUSTRATO CARBOXILADO Cinético	37°C	190	156 - 224	U/L
	GOT / AST	NADH. IFCC rec. UV Cinético	37°C	147	121 - 173	U/L
	GPT / ALT ⁽⁶⁾	NADH. IFCC rec. UV Cinético	37°C	126	103 – 149	U/L
	Lipasa	Colorimétrico Cinético	37°C	80,1	65,6 – 94,6	U/L
	LDH-P	PIRUVATO/ PYRUVATE.UV. DGKC	37°C	589	481 - 697	U/L

	Analito	Método	Valor	Intervalo	Unid.
SUSTRATOS	Ácido Úrico	URICASA-POD Enzimático colorimétrico	10,4 619	8,86 – 11,9 528 - 711	mg/dL μmol/L
	Bilirrubina Total ^(4,5,6)	JENDRASSIK Grof.Colorimétrico	3,77 64,5	3,09 – 4,45 52,9 – 76,1	
		DMSO Colorimétrico con blanco muestra	3,70 63,2	3,03 – 4,37 51,8 – 74,6	mg/dL μmol/L
		DPD Colorimétrico	4,37 74,7	3,58 – 5,16 61,3 – 88,2	mg/dL μmol/L
	Bilirrubina Directa ^(4,5,6)	JENDRASSIK Grof.Colorimétrico	2,32 39,7	1,90 – 2,74 32,5 – 46,8	
		DMSO Colorimétrico con blanco muestra	2,63 44,8	1,98 – 3,28 33,8 – 55,9	mg/dL μmol/L
		DPD Colorimétrico	2,09 35,7	1,71 – 2,47 29,3 – 42,2	mg/dL μmol/L
	Creatinina	JAFFÉ Colorimétrico Cinético	3,94 348	3,23 – 4,65 286 - 411	mg/dL μmol/L
		TRINDER Enzimático	4,05 358	3,32 – 4,78 293 - 422	mg/dL μmol/L
	Fructosamina	NBT Cinético	716	587 - 845	μmol/L
	Glucosa	GOD-POD	255 14,2	217 – 293 12,0 – 16,3	mg/dL mmol/L
		HEXOQUINASA Enzimático	250 13,9	213 – 288 11,8 – 16,0	mg/dL mmol/L
		LO-POD Enzimático colorimétrico	32,6 3,62	26,8 – 38,4 2,97 – 4,26	mg/dL mmol/L
	Homocisteína	Enzimático cíclico	19,3	13,5 – 25,1	μmol/L
	Urea	UREASA Cinético	124 20,6	105 – 143 17,5 – 23,7	mg/dL mmol/L
		BERTHELOT Enzimático colorimétrico	131 21,7	111 – 151 18,5 – 25,0	mg/dL mmol/L
		o-FTALALDEHIDO Colorimétrico	113 18,7	91,7 – 130 15,9 – 21,6	mg/dL mmol/L

	Analito	Método	Valor	Intervalo	Unid.
IMUNOQUÍMICA	APO A-I	Turbidimetría	179	156 - 202	Mg/dL
	APO B	Turbidimetría	73,2	63,7 – 82,7	Mg/dL
	AT-III	Turbidimetría	30,8	24,6 – 37,0	Mg/dL
	α1-ATRYP	Turbidimetría	143	114 - 172	Mg/dL
	C3	Turbidimetría	147	118 - 176	Mg/dL
	C4	Turbidimetría	22,8	18,2 – 27,4	Mg/dL
	CER	Turbidimetría	32,0	25,6 – 38,4	Mg/dL
	α1-Ac GLY	Turbidimetría	78,8	63,0 – 94,6	Mg/dL
	HAPTO	Turbidimetría	118	94,4 - 142	Mg/dL
	IgA	Turbidimetría	245	196 - 294	Mg/dL
	IgG	Turbidimetría	1148	918 - 1378	Mg/dL
	IgM	Turbidimetría	109	87,2 - 131	Mg/dL
	PREALB	Turbidimetría	25,0	20,0 – 30,0	Mg/dL
	TRF	Turbidimetría	301	241 - 361	Mg/dL
TURBILÁTEX	ASO	Turbidimetría Látex	290	203 - 377	UI/mL
	Ferritina	Turbidimetría Látex	375	263 - 488	μg/L
	IgE	Turbidimetría Látex	95,0	76,0 - 114	UI/mL
	PCR / CRP	Turbidimetría Látex	58,3	40,8 – 75,8	mg/L

(1) Estable 12 horas a 15-25°C

(2) Estable 5 días a 2-8°C

(3) Estable 4 semanas a -20°C (una vez congelado)

(4) Estable 8 horas a 15-25°C

(5) Estable 24 horas a 2-8°C

(6) Estable 2 semanas a -20°C (una vez congelado)

NOTA: Todos los productos cumplen los puntos (1), (2) y (3), con excepción de la Fosfatasa Acida, Bilirrubina y ALT.

PRESENTACIÓN:

1x5 ml CODIGO: RS29051